

「安全上の注意」

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

「△危険」(電位治療時)

下記のような医用電気機器との併用は誤作動を招く恐れがありますので使用しないでください。

- ペースメーカー等の体内植込み型医用電気機器。
- 心電計等の装着型の医用電気機器。
心臓病と診断され、日常の過激な運動を制限されている人は使用しないでください。

「注意」


- 病気加療中で体調のすぐれない方は、医師の指示をお受けください。
- 乳幼児や身体の不自由な方は、使用しないで下さい。
- 本品に故障など発生した場合は、お買い求め先までお問い合わせください。
- 分解や修理・改造を行わないでください。

定格・仕様

| | シングルサイズ |
|----------|-------------------------------|
| 名称 | ピュアメイトFS |
| サイズ | 100×200cm |
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 定格消費電力 | 195W |
| 治療導子 | カーボン発熱体 |
| 温度調整機構 | 感熱線によるトライアック制御(電子制御回路) |
| 表面温度 | 「Lv6」約50℃ 「Lv3」約40℃ 「Lv1」約30℃ |
| 電源コード | 約1.9m(小判型) |
| 出力コード | 約1.3m(丸型) |
| 医療機器承認番号 | 226AKBZX00002000 |

※印刷のため実際の製品の色とは多少異なる場合があります。


※改良のため本製品は予告なく変更する場合があります。



DENKEN



極上の
安らぎが
つくる健康




習慣が至福の時間に変わる。

温熱治療の効能効果

- 疲労回復
- 血行をよくします。
- 筋肉のこりや疲れをほぐします。



- 神経痛や筋肉痛をやわらげます。
- 胃腸の動きを活発にします。




温熱治療

体を温めることで血行を良くし、胃腸の動きを活発にするなどの効果が。さらに筋肉のこりをほぐし、痛みを軽減。体の疲労を回復させることで日々の体調を守ることをお約束します。

電位治療の効能効果

- 頭痛
- 肩こり



- 不眠症
- 慢性便秘




電位治療

電位治療は刺激性のないマイナス電位で、頭痛、肩こり、不眠症、慢性便秘等に効果が期待できます。電位の強さは、3段階(-300V・-600V・-800V)に切換えることができ、より快適に健康な体づくりのお手伝いします。

ヒーター：発熱体の構造

カーボン発熱体は異常穴や断線が生じて、それぞれが独立していますので、異常発熱を抑え発火に至りません。(破損部分以外は正常発熱を維持します。)



線面発熱体

カーボン発熱体を使用したヒーターは、安全性、耐久性に優れ、細かく密に配置することで、全体の温度を均一に保ちます。快適な温かさをお約束します。

綿：アレルキャッチャーの機能



アレルキャッチャー

臭いの原因となる雑菌を抑制し、更にダニや花粉のアレルギー物質を吸着し分解。目に見えない刺激物からお守りすることで、安心の使い心地をお約束します。

六つの約束

ピケ

表面を弾力のある凸凹構造にした布地で、凸面は体を支え優しく刺激します。また凹面は優れた通気性で不快なムレを防止し、夏は涼しく、冬は暖かく快適な使い心地をお約束します。

表生地：ピケの機能性




綿：Eウールの特徴

高い消臭性

アンモニア臭や酢酸臭に対して高い消臭性が認められます。

● 消臭試験(残留値を測定)



平成8年8月(財)日本化学繊維検査協会 大阪事業所
前処理 JIS L 0217-103号(中性洗剤を使用)
5Lのテドラバツク中に3.0gの試料を入れ、所定温度の各種ガスを3L注入し、2時間後及び24時間後の濃度を検知管により測定した。



Eウール & ゲルマニウムシート

Eウールは肌に優しいだけではなく嫌な臭いの素となるアンモニア臭や酢酸臭に対して高い消臭効果があります。ゲルマニウムを含んだ特殊なシートを使用しています。贅沢な素材を惜しみません。