

## 「安全上の注意」

ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

## 「⚠危険」(電位治療時)

下記のような医用電気機器との併用は誤作動を招く恐れがありますので使用しないでください。

- ペースメーカー等の体内植込み型医用電気機器。
  - 心電計等の装着型の医用電気機器。
- 心臓病と診断され、日常の過激な運動を制限されている人は使用しないでください。

## 「注意」

- 病氣加療中で体調のすぐれない方は、医師の指示をお受けください。
- 温熱治療時、低温やけどの恐れがありますので、乳幼児や身体の不自由な方は、使用しないでください。
- 本品に万一故障等発生の場合は、お買い求め先までご一報ください。
- 分解や修理・改造を行わないでください。

## 定格・仕様

	シングルサイズ	ダブルサイズ
名称	リラックスクラブS	リラックスクラブW
サイズ	100×200cm	140×200cm
定格電圧	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	150W	195W
治療導子	カーボン発熱体	
温度調整機構	感熱線によるトライアック制御(電子制御回路)	
表面温度	「Lv 6」約50℃ 「Lv 3」約35℃ 「Lv 1」約25℃	
電源コード約	1.9m(小判型)	
出力コード約	1.3m(丸型)	
医療機器認証番号	226AKBZX00006000	226AKBZX00007000

※印刷のため実際の製品の色とは多少異なる場合があります。

※改良のため本製品は予告なく変更する場合があります。

**DENKEN**




リラックスクラブ® Light

## 温熱治療

体を温めることで血行を良くし、胃腸の働きを活発にするなどの効果が。さらに筋肉のコリをほぐし、痛みを軽減。体の疲労を回復させることで日々の体調を守ります。


### 温熱治療の効能効果



## 電位治療

電位治療は刺激性のないマイナス電位で、頭痛、肩こり、不眠症、慢性便秘等に効果が期待できます。温熱治療とあわせて健康な体づくりをお手伝いします。


### 電位治療の効能効果



## 線面発熱体

カーボン発熱体を使用したヒーターは、安全性、耐久性に優れ、細かく密に配置することで、全体の温度を均一に保ちます。快適な温かさをお約束します。

### ヒーター:発熱体の構造



カーボン発熱体は異常穴や断線が生じても、それぞれが独立していることで異常発熱を抑え発火に至りません。(破損部分以外は正常発熱を保持します)

特殊カーボン線面発熱体はデンケンの特許取得品です

## 安心の品質とこだわりの素材

### アレルキャッチャー

臭いの原因となる雑菌を抑制し、更にダニや花粉のアレルギー物質を吸着し分解。目に見えない刺激物からお守りし、安心してお使い頂けます。

### 綿:アレルキャッチャーの機能



アレルキャッチャーが目に見えない刺激物からあなたを守り、室内環境を改善する手助けをします!



『交互治療』を使うと温熱治療と電位治療を自動的に交互で行う事が出来ます。

### カラーバリエーション

爽やかな風合いのグリーン色と落ち着いたネイビーの2色からお好みに合わせてお選び頂けます。


## 軽量タイプなのに優れた機能

同規格品と機能はそのまま、約15%(同社比)軽くなりました。毎日の収納がより快適になりました。


#### 【マットの構造について】

上・下キルト、ヒーターユニットの3つの層から作られています。優しいクッション性で身体をしっかり支え快適にお使い頂けます。

- 表生地 (ポリエステル100%)
- 不織布
- アレルキャッチャー綿
- 樹脂綿 (ポリエステル)
- 不織布
- 布地
- ヒーター (線面発熱体)
- 固綿 (ポリエステル)
- 不織布
- 樹脂綿 (ポリエステル)
- 裏生地 (ポリエステル100%)



ネイビー



グリーン

キルティング加工を施した生地におしゃれな花柄をプリントしました。

made in japan

### 操作が簡単なコントローラー (便利なメモリ機能付)



『リラックスクラブ』と『交互治療』はDENKENの登録商標です。