

主な製品仕様

定格・仕様	
販売名	ピュアメイト F
サイズ	シングルサイズ（100×200 c m）
定格電圧	AC100V 50-60Hz
定格消費電力	温熱治療 195W 電位治療 2.6W
治療導子	カーボン線面発熱体
温度調節機構	感熱線によるトライアック制御（電子制御回路）
表面温度	「Lv1」約 30℃ 「Lv3」約 40℃ 「Lv6」約 50℃
電源コード	約 1.6m
出力コード	約 1.2m
医療機器承認番号	226AKBZX00002000

※印刷のため実際の製品の色とは多少異なる場合があります。
※改良のため本製品は予告なく変更する場合があります。



注意事項

下記のような医用電気機器との併用は、誤作動を招く恐れがあるので絶対にしないでください。
◎ペースメーカー、植込み型徐細動器などの電磁障害の影響を受けやすい、体内植込み型医用電気機器。
◎心電計などの装着型の医用電気機器。

- 次の人は、医師と相談して使用してください。
- ① 医師の治療を受けている人や、特に身体に異常を感じている人。
 - ② 悪性腫瘍がある人。
 - ③ 心臓に障害のある人。
 - ④ 妊娠初期の不安定期または出産直後の人。
 - ⑤ 体温38℃以上（有熱期）の人。
例：急性炎症症状（倦怠感、悪寒、血圧変動など）の強い時期の人、衰弱している人。
 - ⑥ 感染症疾患がある人。
 - ⑦ 皮膚に異常がある人。
 - ⑧ 脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[とう(疼)痛症]疾患の人。
 - ⑨ 安静を必要とする人。
 - ⑩ 自分で意思表示が出来ない人。
 - ⑪ 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人。
 - ⑫ しばらく使用しても効果が現れない人。

DENKEN

電位 × 温熱 のチカラで毎日の健康管理をサポート

電位・温熱組合せ家庭用医療機器
医療機器認証番号 226AKBZX00002000

ピュアメイト
Puremate *f*



製造販売業者 株式会社デンケン

〒873-0002 大分県杵築市大字南杵築字中の原2832

ご購入・商品のお問い合わせは

 0120-81-1039

<https://www.dkn.co.jp/health-care>



寝ながら日々の健康管理をサポート

Puremateは「寝ながら日々の健康管理をサポート」をコンセプトとした家庭用医療機器です。

「電位」と「温熱」の治療を通して健康のために今からできることをはじめてみませんか？


3つの治療

電位治療

刺激性のないマイナス電位でより快適に健康な身体づくりをお手伝いします。

効果

- 頭痛 ○肩こり ○不眠症
- 慢性便秘をやわらげる




電位・温熱発生のイメージ(青:電位/赤:温熱)



交互治療

温熱治療と電位治療を交互に行います。




温熱治療

Carboflatex™ で優しく身体を温めます。


効果

- 疲労を回復する ○神経痛・筋肉痛の痛みをやわらげる
- 血行を良くする ○胃腸の働きを活発にする
- 筋肉のコリをほぐす



治療モードの変更により1年中活用でき、効果を持続させることができます。

こだわりの素材



○Carboflatex™

当社独自の線面ヒーター Carboflatex™ は面全体を温めるため温度ムラがなく高い保温効果を発揮します。

○アレルキャッチャー

臭いの原因となる雑菌を抑制し更にダニや花粉のアレルギー物質を吸着して分解します。



○ベロア生地


上下生地には高級感のあるペイズリーの型押しを施した肌触りのよいベロア生地を使用しています。



断面構造

○マット構造

上下キルト、ヒーターユニットの3つの層から作られています。優しいクッション性で身体をしっかりと支え快適に使用できます。



簡単操作のコントローラー

温熱のみ・電位のみ、温熱と電位交互の切替え、温度調節、電位の強弱、タイマーセットなどすべての操作が簡単にできる便利なコントローラーです。表示ランプが治療の種類をお知らせします。

電位治療


○電位の強さ(波高値)

弱: -300V 中: -600V 強: -800V

温熱治療

○温熱箇所

全面・上部・下部と温める場所をお好みにより選択可能です。



○治療温度

Lv1: 30℃ Lv3: 40℃ Lv6: 50℃

※温度は目安です。
ご使用環境などにより多少異なります。

made in Japan